

| Diagnózis / Kezelési hely | Kezelések száma heti (min.-max) | SL500/ 1800 Infra | SL500/ 1800 Infra száloptika | SL500/ 1800 Infra orrkezelő | SL150 | SL150 száloptika | SL150 orrkezelő |
|------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| | | Kezelési idők percben és pontonként! (alkalmanként) | | | | | |
| Mozgásszervi kórképek | Akut sérülések | | | | | | |
| | ízületi | | | | | | |
| | váll | 3-7 | 4 | | - | | |
| | könyök | 3-7 | 4 | | 15 | | |
| | kéz, ujjak | 3-7 | 3 | | 10 | | |
| | csípő | 3-7 | 5 | | - | | |
| | térd | 3-7 | 4 | | - | | |
| | boka | 3-7 | 3 | | 15 | | |
| | szalag, ízületi tok | 3-7 | 3-4 | | 15 | | |
| | izom húzódás, rándulás | 3-7 | 5 | | 20 | | |
| | csonttörés | 3-7 | 5 | | - | | |
| | Arthritis acuta | | | | | | |
| | állkapocs | 3-7 | 3 | | - | | |
| | váll | 3-7 | 3 | | - | | |
| | könyök | 3-7 | 3 | | - | | |
| | kéz, ujjak | 3-7 | 2 | | - | | |
| | csípő | 3-7 | 5 | | - | | |
| | térd | 3-7 | 3 | | - | | |
| | boka | 3-7 | 3 | | - | | |
| | Arthritis chronica | | | | | | |
| | állkapocs | 1-3 | 4 | | - | | |
| | váll | 1-3 | 4 | | - | | |
| | könyök | 1-3 | 4 | | - | | |
| | kéz, ujjak | 1-3 | 3 | | - | | |
| | csípő | 1-3 | 5 | | - | | |
| | térd | 1-3 | 4 | | - | | |
| | boka | 1-3 | 4 | | - | | |
| | Chondromalacia patellae | | | | | | |
| | Achilles tendinitis | 3-7 | 2-3 | | 5-10 | | |
| | Exostosis calcanei (sarkantyú) | 3-5 | 2-4 | | - | | |
| | Epicondilitis lateralis-medialis | 3-5 | 2-4 | | - | | |
| | Ínhüvelygyulladás | 3-5 | 2-4 | | 5-10 | | |
| | Carpal tunnel szindróma | 3-5 | 2-4 | | 5-10 | | |
| | Pes planovalgus | 1-3 | 2 | | - | | |
| | Lumbago acuta | 3 | 4 | | - | | |
| | Discus hernia | 3-7 | 5 | | - | | |
| | Torticollis | 3-7 | 3 | | 5-10 | | |
| | Ischias | 2 | 5 | | - | | |
| | M. Bechterew | | | | | | |
| | izom | 1-3 | 5 | | - | | |
| | izület | 1-3 | 5 | | - | | |
| | Myalgia (izomcsomók) | | | | | | |
| | felületes | 2 | 3 | | 5-10 | | |
| | mély | 2 | 4-5 | | - | | |
| | Izomkontraktúrák (ín-izom átmenet) | | | | | | |
| felületes | 1-3 | 4 | | 15-20 | | | |
| mély | 1-3 | 5 | | - | | | |
| Osteoarthritis | | | | | | | |

| Diagnózis / Kezelési hely | Kezelések száma heti (min.-max) | SL500/ 1800 Infra | SL500/ 1800 Infra száloptika | SL500/ 1800 Infra orrkezelő | SL150 | SL150 száloptika | SL150 orrkezelő | |
|------------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|--------------------|--|
| | | Kezelési idők percben és pontonként! (alkalmanként) | | | | | | |
| Mozgásszervi kórképek | állkapocs | 1-3 | 3 | | 5-10 | | | |
| | váll | 1-3 | 4 | | | | | |
| | könyök | 1-3 | 3-4 | | | | | |
| | kéz, ujjak | 1-3 | 2-3 | | 5-10 | | | |
| | csípő | 1-3 | 5 | | | | | |
| | térd | 1-3 | 4 | | | | | |
| | boka | 1-3 | 3-4 | | | | | |
| | gerinc | 1-3 | 5 | | | | | |
| | Osteoporosis | | | | | | | |
| | paravertebralis izomzat | 1-3 | 5 | | | | | |
| | Rheumatoid arthritis I.csoport (nincs szinginfikáns ízületi elváltozás) | | | | | | | |
| | állkapocs | 1-3 | 3 | | | 15 | | |
| | csukló | 1-3 | 3 | | | 15 | | |
| | váll | 1-3 | 4 | | | - | | |
| | könyök | 1-3 | 3 | | | 15 | | |
| | kéz, ujjak | 1-3 | 1 | | | 5 | | |
| | térd | 1-3 | 4 | | | - | | |
| | boka | 1-3 | 4 | | | 20 | | |
| | Rheumatoid arthritis II.csoport (szinginfikáns ízületi elváltozás) | | | | | | | |
| | állkapocs | 1-3 | 2 | | | 10 | | |
| | csukló | 1-3 | 2 | | | - | | |
| | váll | 1-3 | 3 | | | 15 | | |
| | könyök | 1-3 | 3 | | | 15 | | |
| | kéz, ujjak | 1-3 | 1 | | | 5 | | |
| | térd | 1-3 | 3 | | | - | | |
| | boka | 1-3 | 2 | | | 10 | | |
| | Rheumatoid arthritis III.csoport (ízületi deformitás van) | | | | | | | |
| | állkapocs | 1-3 | 3 | | | 15 | | |
| | csukló | 1-3 | 3 | | | 15 | | |
| | váll | 1-3 | 3-4 | | | - | | |
| | könyök | 1-3 | 3 | | | 15 | | |
| | kéz, ujjak | 1-3 | 1 | | | 5 | | |
| | térd | 1-3 | 4 | | | - | | |
| boka | 1-3 | 3-4 | | | 15-20 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-----|-----|--|-----|--|--|
| Bőrgyógyászat | Hegek | 1-3 | 3 | | 3-5 | | |
| | Herpes labialis | 3-7 | 3 | | 3-5 | | |
| | Seborrhea acne | 3-7 | 3 | | 3-5 | | |
| | Furunculus | 3-7 | 3 | | 3-5 | | |
| | Decubitus | 3-7 | 3-5 | | 5 | | |
| | Rosacea | 3-7 | 3 | | 3-5 | | |
| | Ekcéma | 3-7 | 3 | | 3-5 | | |
| | Herpes zooster | 3-7 | 3 | | 3-5 | | |
| | Dermatitis | 3-7 | 3 | | 3-5 | | |
| | Ulcus cruris | 3-7 | 3-5 | | 5 | | |
| | Seb: égés, vágás | 3-7 | 3 | | 5 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----|---|--|-------|--|--|
| ia | Migrain (temporalis pontok) | 3-5 | - | | 10-15 | | |
|-----------|-----------------------------|-----|---|--|-------|--|--|

| Diagnózis / Kezelési hely | Kezelések száma heti (min.-max) | SL500/ 1800 Infra | SL500/ 1800 Infra száloptika | SL500/ 1800 Infra orrkezelő | SL150 | SL150 száloptika | SL150 orrkezelő |
|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| | | Kezelési idők percben és pontonként! (alkalmanként) | | | | | |
| Neurológ | Trigeminus neuralgia | 2-3 | 3 | | 10-15 | | |
| | Intercostalis neuralgia | 2-3 | 2-3 | | 10-15 | | |
| | Atipusos arcfájdalom | 2-3 | 2-3 | | 10-15 | | |
| | Postherpetikus neuralgia | 2-3 | 2 | | 10-15 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----|---|-------|-----|---|---|-----|
| Fül-Orr-Gégészet | Otitis externa | 3-5 | - | 30 mp | - | - | 1 | - |
| | Otitis media chronica serosa | 3-5 | 1 | 2-3 | + 2 | 3 | 5 | + 3 |
| | Pharyngitis (garatgyulladás) | 3-5 | 3 | - | - | 5 | - | - |
| | Allergia | 5-7 | - | - | + 2 | - | - | + 3 |
| | Tinnitus | 7 | - | 2-3 | + 2 | - | 5 | + 3 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------|-------|---|-------|-------|
| Stomatológiai kórképek | Stomatitis aphtosa | 5 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Gingivitis chronica | | 5 | 15 mp | | | 30 mp |
| | Trigeminus neuralgia | 2 | 5 | 15 mp | | | 30 mp |
| | Poszttraumás posztoperatív fájdalom | 2 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Parodontosis | 2 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Gingivitis acuta ínyszélen | 3 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Trismus ízület felett | 5 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Syaladenitis chronica | 2 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Asyalia submandibularis | 2 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Extractio után alveolusba | 1 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Műtéti fogeltávolítás után | 1 | 5 | 15 mp | | | 30 mp |
| | Resectiót, sculptiót követően | 1 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Implantációt követően | 1 | 5 | 15 mp | | | 30 mp |
| | Preprotetikai műtét után | 5 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Periodontitis acuta (periapicalisan) | 2 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Periostitis | 4 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Alveolitis (alveolusba) | 5 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Caries prof. (üreg mélye) | 1 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Pulpasapkázás (pulpafalra) | 1 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Fognyaki érzékenység (apexre) | 2 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Dentin érzékenység (csiszolt felület) | 2 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Hyperaemia pulpae (periapicalisan) | 5 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Gyökértömés után (periapicalisan) | 1 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Depurálás előtt és után (papillánként) | 1 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Parodontalis tasak | 2 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Dolor post injectionem | 4 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Contusio (sérült lágyrész felett) | 2 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Dentitio difficilis | 2 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Decubitus | 2 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Herpes simplex | 5 | 2 | 3 | | 5 | 5 |
| | Herpes trigeminalis | 5 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Gingivostomatitis herpetica | 5 | | 15 mp | | | 30 mp |
| Aphtha | 5 | 2 | 3 | | 5 | 5 | |
| Lingua geographica | 3 | | 15 mp | | | 30 mp | |
| Árpek | Gingivitis acuta | 3 | 2 | 3 | | 5 | 30 mp |
| | Gingivitis chronica | 2 | 5 | 15 mp | | | 30 mp |
| | Necrotisalo gingivitis | 3 | | 15 mp | | | 30 mp |

| Diagnózis / Kezelési hely | Kezelések száma heti (min.-max) | SL500/ 1800 Infra | SL500/ 1800 Infra száloptika | SL500/ 1800 Infra orrkezelő | SL150 | SL150 száloptika | SL150 orrkezelő |
|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| | | Kezelési idők percben és pontonként! (alkalmanként) | | | | | |
| Stomatológiai körk | Anaesthesia dolorosa | 1-2 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Osteomyelitis | 5 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Phlegmone | 5 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Asyalia kisnyálmirigyek | 1 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Haematoma | 1-5 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Prearesthesia | 1-2 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Fractura alv. | 2-3 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Posztextractiós vérzés | 1 | | 15 mp | | | 30 mp |
| | Dentoalveolaris műtétek | 1 | | 15 mp | | | 30 mp |